


Jak funguje Covid-19 • Flu • RSV GPack ?

Přidejte extrahovanou RNA
a **COV2/COV2S Master Mix**
do PCR zkumavky



Přidejte **UNIC** do
respiračního vzorku

KROK 1

Extrahujte RNA

KROK 2

Přidejte extrahovanou RNA
a **FLU Master Mix**
do PCR zkumavky

KROK 3

Spusťte run v UNI PCR
profilu (2 hodiny)

KROK 4

**VYHODNOCENÍ
VÝSLEDKŮ**

Results

SARS-COV-2
Influenza A
Influenza B
RSV A a B